

IVD Directive (2001/59/EC) Danger Phrases

T+



0.1% NaN₃ *

REF

1105: Evan's Blue †

REF

10009-11: ANCA Conjugate †

REF

7035: Substrate Solution ♦

REF

2009GCS/2075GCS: ANA IgG Conjugate †

REF

2009GCS-Ro/2075GCS-Ro IgG Conjugate †

	English	Français	Italiano	Español	Deutsch	Svenska
R23/24/25 ♦	Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.	Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.	Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.	Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.	Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.	Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R39/23/24/25 ♦	Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.	Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.	Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.	Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.	Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R28 *	Very toxic if swallowed.	Très toxique en cas d'ingestion.	Molto tossico per ingestione.	Muy tóxico por ingestión.	Sehr giftig beim Verschlucken.	Mycket giftigt vid förtäring.
R32 *	Contact with acids liberates very toxic gas.	Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.	A contatto con acidi libera gas molto tossico.	En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.	Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.	Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
R45 †	May cause cancer.	Peut provoquer le cancer.	Può provocare il cancro.	Puede causar cáncer.	Kann Krebs erzeugen.	Kan ge cancer.
R50/53 *	Very toxic to aquatic organisms, may cause long term adverse effects in the aquatic environment.	Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.	Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.	Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.	Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
S1/2 * ♦	Keep locked up and out of the reach of children.	Conserver sous clef et hors de portée des enfants.	Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.	Conservarse bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.	Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.	Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.
S7 ♦	Keep container tightly closed.	Conserver le récipient bien fermé.	Conservare il recipiente ben chiuso.	Manténgase el recipiente bien cerrado.	Behälter dicht geschlossen halten.	Förpackningen förvaras väl tillsluten.
S28 *	After contact with skin, wash immediately with plenty of water	Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau.	In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.	En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.	Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.
S36/37 ♦	Wear suitable protective clothing and gloves.	Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.	Usare indumenti protettivi e guanti adatti.	Usense indumentaria y guantes de protección adecuados.	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.	Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
S45 * † ♦	In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).	En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).	In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).	En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstreselo la etiqueta).	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).	Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
S53 †	Avoid exposure - obtain special instructions before use.	Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.	Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.	Evítense la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.	Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.	Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
S60 *	This material and its container must be disposed of as hazardous waste.	Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.	Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.	Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.	Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.	Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.
S61 *	Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets.	Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.	Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.	Evítense su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.	Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.	Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30172 Hannover, Germany



9825 Goethe Road, Ste. 350
Sacramento, CA. 95827